

Adesivo smalto dentinale automordenzante per restauri in composito e protezione de la dentina.

Hybrid Bond

35 secondi soltanto !!



- Senza mordenzatura iniziale... un solo strato !!
- Senza miscelazione grazie ai Microbrushes® chimicamente attivi !!
- Compatible con tutti i tipi di lampada !!
- Punto di giuntura molto fine ed estremamente resistente !!



 **SUN MEDICAL**

Hybrid Bond

Ricostruzioni dirette in composito



Applicare



Fotopolimerizzare



Lucidare



Caso terminato

Ricostruzioni indirette



Dente preparato



Applicazione



Pronto per l'impronta

UN'ADESIONE FACILISSIMA IN 35 SECONDI


Nessuna mordenzatura iniziale, solo uno strato !

La procedura di lavoro impegna solo 35 secondi !!

SOLAMENTE **35** SECONDI !



Applicare
20 sec



Asciugare
10 sec



Fotopolimerizzare
5 sec
Con lampada alogena

UN PUNTO DI GIUNTURA MOLTO FINE ED ESTREMAMENTE RESISTENTE

Solamente 9 micro ed assenza di sensibilità post-operatoria !

Un solo strato è sufficiente per bloccare qualsiasi stimolo meccanico o chimico che possa agire sul sistema pulpo-dentinale.



Hybrid Bond

Autre

Un'estetica perfetta in concomitanza dei bordi del restauro

COMPATIBILE CON TUTTI I COMPOSITI E TUTTE LE LAMPADA POLIMERIZZATRICI


Alogene, Xenon (arc al plasma), Led (diodi).

Hybrid Bond aderisce a tutti i tipi di compositi (auto, foto, dual) e polimerizza con tutte le lampade.

ADESIONE ELEVATISSIMA

Un'adesione molto forte allo smalto, alla dentina ed al composito Grazie al monomero 4-META !

Hybrid Bond penetra nel dente formando uno strato ibrido di 4-META che costituisce un fondo di protezione estremamente resistente.



Source : Dr Nikaido, Tokyo Medical and Dental University

SUN MEDICAL

Un prodotto SUN MEDICAL distribuito da
GENERIQUE INTERNATIONAL

Mc3 - Communication

Mc3.Communication - via Don Minzoni, 38
20091 Bresso (MI)
Tel. 02.6143013 - mc3com@hotmail.it

GÉNÉRIQUE
INTERNATIONAL

CE
0123