

Super-Bond C&B

DAS REFERENZ KLEBSTOFF

MILLIONEN VON VERWENDUNGEN SEIT 1983

EINE ZEIT BEWÄHRTE CHEMIE

*Das mehr von
Super-Bond C&B*

*28 Jahre Klinischer Erfolg
in der ganze Welt!*

*Gut erkannt in vielen
Universitäten*



Der Einzige Klebstoff

- mit Visco-Elastizität
- der Feuchtigkeit braucht um die beste Aushärtung zu erreichen
- der über 99% Polymerisiert

DIE SCHLÜSSEL INDIKATIONEN VON SUPER-BOND C&B

GEKLEBTE BRÜCKEN

*Schlüssel
Punkte*

- Starkes kleben an der Legierungen
- Technik ohne Rivalität



Ersetzung von seitlichen Schneidezähne



Die "Natürliche Klebebrücke der extrahierte Zahn ist an den nebennliegende Zähne angelegt

PERIODONTALSCHIENUNG VON BEWEGLICHE ZÄHNE

*Schlüssel
Punkte*

- die Schiene ist Flexibel
- echt einfach anwendbar, hervorragende Ästhetik
- keine sekundär Karies
- erstaunlich nach einer Orthodontische Behandlung



ZEMENTIERUNG VON INLAYS CORE

*Schlüssel
Punkte*

- Selbsthärtend in dem Wurzelkanal
- Schützung von der Wurzel durch die Absorbierung der Zwänge



INTRA ORALE REPARATUREN VON FRAKTURIERTE KERAMIK

*Schlüssel
Punkte*

- Porcelain Liner M + Super-Bond C&B können frakturierte Keramik mit den meisten Kompositen Repariert werden
- 15 Jahre Klinischer Rückstand für diese Indizierung



EIN RICHTIG EINFACHES MATERIAL ZU VERARBEITEN MIT DIESEN 2 PRODUKTEN

NUR 1 mischen

Kein Bonding System ist Nötig

Eine völlige Aushärtung ist erreicht sogar im Falle von Präsenz von Feuchtigkeit oder Blut

 SUN MEDICAL

Ein SUN MEDICAL Produkt durch GÉNERIQUE INTERNATIONAL Vertrieben

 GÉNERIQUE
INTERNATIONAL

ASSISTANCE TECHNIQUE PAR UN PRATICIEN CONSEIL AU 01 43 03 06 84

Super-Bond Porcelain Liner M

Spezial Primer
für Keramik



Porcelain Liner M ist ein Kopplung Wirkstoff der das bekannte 4-Meta Monomer (von Super-Bond C&B) behält und ist angewendet wie ein Primer mit Super-Bond C&B.

Super Bond C&B
+ Porcelain Liner M :
20 Jahre Keramik Bonding !!

Klinische Indizierungen

- Intra Orale Reparatur von frakturierter Keramik (Zirkon, alle Keramiken)
- Bonding von Inlays, Onlays und Facetten
- Bonding von Keramik Brackets (Orthodontie)

SEP isolating primer

Ein neuer Blauer Isolierungs Primer Auftragbar auf alle ausliegenden Flächen

SEP erleichtert die Entfernung der Überschüsse so leicht und schnell. Absolut Perfekt für Rückenseite und Proximalseite von Füllungen die neben Bonding anlegen.

● SEP ist nicht fett

● Sep ist Wasserlöslich :
abspülbar in einer Sekunde

Inhalt der Packung :
Fläschchen 1 MI



Applizierbar wie Ihr wollt : das Material ist Blau eingefärbt und leicht zu lokalisieren

V-PRIMER

Spezial Primer für Edelmetalle und
Halbedellegierungen

Aufgebaut auf Dithiol Triazin Basis V Primer benötigt eine obligatorische Sandsstrahlte Gold Oberfläche.



Inhalt der Packung :
Fläschchen 3 MI