

Super-Bond C&B

LA COLLE DE RÉFÉRENCE,
DES MILLIONS D'UTILISATIONS
DEPUIS 1983

25 ans de succès
Recommandée par les
meilleurs universitaires

Les + incontestés

La seule colle...

- viscoélastique
- qui a besoin d'humidité pour prendre
- qui polymérise à 99% (biocompatibilité exceptionnelle)



DE TRÈS NOMBREUSES INDICATIONS :

PROTHÈSE

- Bridges collés Adhésion au métal grâce au monomère 4 META et au catalyseur TBB



Bridges collés

- Couronnes, bridges en cas de faible rétention
- Inlays core Diminue le risque de fracture radiculaire par absorption des contraintes (métal ou composite)
- Couronnes "tout céramique"
- Inlays / facettes Céramique - colle chémopolymérisable
Composite - polymérisation garantie
Alliage précieux - biocompatibilité pulpaire
- Réparation de facettes résine / céramique en bouche



DR LOUFRANI - REIMS

PARODONTOLOGIE

- Attelles de contention - en métal coulé



Mise en place du Super Bond sur l'attelle métallique



Attelle collée
DR CAZIER - PARIS

- Contention de dents mobiles avec Super-Bond seul



DR CAZIER - PARIS

DENTISTERIE RESTAURATRICE

- Amalgames collés
- Fractures coronaires et radiculaires



DR LOUFRANI - REIMS

ORTHODONTIE

- Attelle de stabilisation après traitement orthodontique
- Mise sur l'arcade d'une canine incluse
- Collage de brackets sur couronne métallique ou céramique

IMPLANTOLOGIE

- Collage d'une dent provisoire résine durant la mise en nourrice d'un implant unitaire

TEINTES DISPONIBLES



Egalement disponible poudre Rose pour coller la résine en prothèse adjointe

-1- Clear : Poudre translucide pour tout usage

-2- Esthetic : spécialement étudié pour les collages céramique (teinte A3 VITA)

-3- Radiopaque : idéale pour masquer le métal et pour coller dans les racines

POUR OPTIMISER VOTRE SUPER-BOND C&B :

LE PORCELAIN LINER M



Pour coller et réparer la céramique

LE QUICK MONOMÈRE



Pour une prise rapide en 5 minutes

LE V PRIMER



Pour coller l'or et les semi précieux

LE SEP



Pour éliminer facilement les excès de colle

ET TOUJOURS PLUS D'INFO SUR LE SITE INTERNET

www.generiqueinternational.com