

The logo for Metafil CX features the word "Metafil" in a white, bold, sans-serif font on the left. To its right is a blue, trapezoidal shape with a white-to-blue gradient, containing the letters "CX" in a white, bold, sans-serif font. The background is dark with a faint, light blue image of a hand holding a pen.

Metafil CX

**Différent chimiquement !
Différent cliniquement !**

METAFIL CX 10 années de succès !!




**METAFIL CX s'étale dans la cavité sous
la pression de la spatule.**

METAFIL CX ne colle pas aux instruments

METAFIL CX se glace tout seul !!


METAFIL CX se polit si vite !!

**METAFIL CX : un mimétisme
étonnant grâce à un taux de
réflexion de la lumière de 85 %**



Le secret.....

Charges de résine pré polymérisée (20 microns de diamètre)



Charge résine + Matrice résine = composite homogène

Excellent pour la manipulation, le polissage et l'esthétique

Metafil CX

- Son module d'élasticité (3,5 Gpa) le rend élastique .
- Le composite peut absorber les contraintes sans trop solliciter le joint de l'adhésif.
- Idéal pour les cavités de collet soumises à la flexion de la dent

COFFRET contenant 4 seringues de 3.5 gr

A2 A3 A3.5 UNIVERSEL

10 TEINTES VITA A1 A2 A3 A3.5 A4

B2

C2

INCISAL

UNIVERSEL B 2 B 3