

produits'avis des consultants


Magic strip

Générique international

Polir les faces proximales reste toujours une étape délicate. Après avoir sué sang et eau pour obtenir une reconstitution correcte, arrive l'étape finale du polissage et le point du contact du polissage doit être parfaitement dosé. Nos praticiens ont utilisé pendant quelques semaines ces strips en métal proposés par Générique International. Ils ont apprécié l'insertion interdentaire facilitée. Contrairement aux strips celluloïds, la matrice métallique ne se « froisse » pas. La préhension est grandement simplifiée par des manchons circulaires aux extrémités des pièces abrasives. Le fabricant a, en plus, eu l'ingénieuse idée de donner des codes couleur aux manchons en fonction de leur granulométrie. Le produit semble être bien conçu, d'autant plus que les grains ne se désagrègent pas de la bande métallique facilement. Les remarques négatives ont porté


Strip à bien polir

sur la finesse du grain qui laisse à désirer pour la finition. Des évaluateurs ont vu le point de contact « s'échapper ». Ils en ont conclu que le grain est trop gros. À la décharge de ce produit, savoir doser le passage d'un strip demande de l'habitude et donc du temps. Pour devenir magique, on aimerait un grain ultra-fin dans la palette des granulométries. L'ergonomie est au rendez-vous, la finesse doit l'être aussi pour faire de ce produit une référence.



Prix moyen TTC: 60 € la boîte

Avis des consultants



Indication d'achat:



B.C.