

> ce que j'en pense

**SEcure** (Sun Medical)

## Ceinture et bretelles

La compagnie Sun Medical, bien connue pour son fameux Superbond et son composite Metafil CX, vient de lancer un nouveau ciment à base de résine, le SEcure.

Ce produit est destiné aux scellements adhésifs en prothèse, qu'il s'agisse d'éléments en céramique, composite ou métal.

Dispensé en seringue de 9 grammes à double compartiment et embout automélangeur, il se caractérise par la présence d'un primer que l'on doit appliquer sur les préparations avant le collage.

Le « look » des emballages de la société nipponne a été récemment modifié. Il offre cette touche de distinction, d'originalité et de poésie que seuls les Japonais ont l'audace de proposer : des boîtes en carton blanches, ornées de décorations champêtres en décalage total avec leur contenu high-tech. Le mode d'emploi est tout ce qu'il y a de plus clair : une application de primer sur les dents, que l'on

sèche légèrement au bout de 20 secondes – les surfaces apparaissent luisantes – et l'introduction, dans l'intrados des couronnes, du mélange des 2 pâtes obtenu grâce à l'embout mélangeur.

La prise chimique du ciment s'effectue en 5 minutes. Mais on peut l'activer, pour éliminer rapidement les excès, à l'aide d'une lampe à polymériser durant quelques secondes.

Contenant du 4-META, cette résine adhère fortement aux structures dentaires minéralisées. Même si l'application d'un primer semble alourdir les procédures par rapport au protocole d'utilisation des ciments autoadhésifs et auto-mordançants, cela ne pose vraiment aucun problème. La seule contrainte est d'employer une microbrosse pour cela. Selon les études publiées par le fabricant, cette simple opération permettrait d'améliorer significativement le collage : l'adhésion à la dentine, mais aussi à l'émail non mordancé,

serait de 2 à 5 fois supérieure à celle de ses concurrents.

Il est vrai que cliniquement, la qualité du joint de colle – certes difficile à évaluer en bouche – apparaît vraiment irréprochable. Ayant utilisé ce produit pour fixer des inlay-cores, j'ai pu effectuer les retouches quelques minutes après le scellement, sans la moindre inquiétude. À n'en pas douter, le SEcure – disponible en trois teintes : transparent, dentine ou blanc opaque – apporte une sécurité supplémentaire sans compliquer démesurément les procédures d'assemblage. Il séduira certainement les adeptes des prothèses tout céramique ou par CFAO.

Seul bémol, selon moi, la seringue à compartiments asymétriques : les embouts à spirale orange utilisés sur ce modèle ne sont pas aussi universels que les autres. Ceux livrés par le fabricant sont assez longs – ce qui favorise le gaspillage – et les versions à embout intrabuccal ne semblent pas proposées, ce qui pénalise très nettement l'utilisation du produit pour le scellement de tenons radiculaires.



### SEcure

#### Les plus

- Mise en œuvre facile.
- Performances élevées.
- Très jolie présentation.

#### Les moins

- Embouts mélangeurs un peu longs.
- Pas d'embouts intrabuccaux proposés.

#### Prix de vente recommandé

165 € la seringue de 9 g + 3 ml de primer + 10 embouts.

#### Généric International

Tél. : 01 43 03 06 84 - Fax : 01 43 03 15 98 - generinter@aol.com