

Nos tests sont réalisés par 50 évaluateurs anonymes représentatifs de la diversité des pratiques quotidiennes. Ils se sont engagés par un contrat de confidentialité et les fournisseurs ne les connaissent pas. Des rédacteurs synthétisent ensuite les opinions exprimées qui sont présentées dans ces fiches Essai. Les évaluations de produits n'ayant pas atteint une indication d'achat égale à 3,5 peuvent ne pas être publiées. Enfin, rappelons qu'il ne s'agit en aucun cas de publicité.

Super-Bond C&B Brush-Dip

Sun Médical (distribué par Générique International)

Sun Médical, le fabricant japonais du célèbre Super-Bond, propose une déclinaison de son produit phare pour une indication spécifique de contention dentaire, par exemple en parodontie.

Les adeptes du Super-Bond retrouveront la présentation en coffret, avec toujours le même principe d'un monomère activable en deux composants et d'un polymère en poudre, que l'on va ici prendre avec un petit instrument, le « Brush-Dip », imbibé de monomère activé, pour créer une goutte de mélange que l'on va déposer ensuite au niveau des points de contact interdentaires des dents que l'on désire solidariser, après mordantage préalable des surfaces.

Ce protocole ressemble bien entendu beaucoup à celui du Super-Bond classique, avec pour différence que le produit obtenu est plus visqueux (au moins, il ne coule pas partout dans les embrasures) et que le temps de prise est un peu plus long (quoique la durée d'utilisation du monomère activé n'excède pas quelques minutes).

Malgré un processus de mise en œuvre un peu complexe, le produit se révèle très facile à utiliser et permet d'obtenir en un rien de temps, et surtout proprement



Propre, net, sans retouche

(net et sans coulures), une contention très solide qui peut durer plusieurs semaines. De fait, nos évaluateurs, circonspects au départ, lui ont trouvé nombre de possibilités d'utilisations pratiques: contention temporaire de dents mobiles après surfaçage, collage de dents provisoires entre deux dents naturelles en temporisation implantaire dans un secteur antérieur, etc.

Alors, bien sûr, il existe actuellement quantité de matériaux qui présentent les mêmes indications, ne serait-ce que les fibres imprégnées par exemple, mais aucun d'entre eux ne permet d'obtenir un résultat aussi rapidement et simplement.

Reste le coût toujours élevé de ce type de produit. Rappelons toutefois que l'on en utilise une infime quantité: le « starter kit » proposé à l'évaluation nous a permis d'effectuer une trentaine d'applications, et il nous reste encore de quoi faire... sauf en ce qui concerne les Brush-Dips, qui, comme d'habitude, sont en nombre insuffisants (10 seulement, c'est vraiment mesquin!) dans le kit.

Au bilan, un bon produit de dépannage quand on est pressé par le temps, dans des indications certes limitées, mais avec un résultat propre et net sans retouches nécessaires, ce qui est toujours appréciable... que demander de plus?

F.C.

L'avis des consultants

Présentation: ★ ★ ★ ★ ★

Facilité d'utilisation: ★ ★ ★ ★ ★

Innovation: ★ ★ ★ ★ ★

Efficacité: ★ ★ ★ ★ ★

Indication d'achat:

